

# LIFEPAK CR<sup>®</sup> Plus DEFIBRILLATEUR

Works like you work.™



LA SOLUTION POUR L'ACCÈS PUBLIC À LA DÉFIBRILLATION

LE SECOURISME FACILE



# L'ARRÊT CARDIAQUE BRUTAL FRAPPE SANS PRÉVENIR.

## LA MORT SUBITE

- Frappe sans prévenir.
- Peu de gens survivent.
- Ce n'est pas suffisant de pratiquer une réanimation cardiopulmonaire (RCP) et d'appeler une aide médicale d'urgence.
- La défibrillation est le seul traitement.
- Le temps est un élément crucial : les taux de survie chutent de 7 à 10 % par minute sans défibrillation.

## TRAITEMENT POUR L'ARRÊT CARDIAQUE BRUTAL

- Une défibrillation dans les 3 à 5 minutes est la solution recommandée par des organismes de santé reconnus tels que l'American Heart Association (AHA), le Conseil européen de réanimation (ERC) et d'autres membres du Comité de liaison international sur la réanimation. (ILCOR)
- Les équipes d'urgence rencontrent des retards inévitables à cause de la circulation, des ascenseurs et des lieux distants ou étendus.
- Le défibrillateur automatisé externe (DAE) est un appareil portable et facile à utiliser par toute personne ayant reçu un minimum de formation.

Bien que tout le monde ne puisse pas survivre à un arrêt cardiaque brutal, les études montrent qu'une défibrillation précoce peut améliorer le taux de survie de manière spectaculaire. Les DSA LIFEPAK ne doivent pas être utilisés chez des enfants de moins de huit ans.



**L'arrêt cardiaque ne connaît aucune limite et revendique des centaines de milliers de vies dans le monde par an. Des personnes de tout âge, de toute race, de toute langue, de toute condition physique et de tout milieu socio-professionnel succombent à un arrêt cardiaque brutal – la majorité ne survit pas.**

**L'arrêt cardiaque brutal peut laisser un vide dramatique dans la famille, sur le lieu de travail et dans les communautés.**

**Il y a cependant un espoir, car un traitement existe : la défibrillation.**

**Chaque jour, une personne comme vous participe au sauvetage d'une vie grâce au défibrillateur automatique externe.**



**Si jamais vous rencontriez une personne inanimée, vous voudriez certainement l'aider. La R.C.P n'est pas suffisante, il s'agit peut être d'un arrêt cardiaque. La défibrillation est le seul traitement pour cette situation.**

## LE DEFIBRILLATEUR LIFEPAK CR PLUS



Medtronic, leader mondial en technologie médicale, a créé le défibrillateur LIFEPAK CR Plus spécialement pour la première personne qui arrive sur les lieux d'un arrêt cardiaque brutal. Conçu pour le sauveteur occasionnel ayant reçu une formation minimale, il est facile à comprendre et à utiliser en cas d'urgence cardiaque, lorsque chaque seconde compte. C'est tout simple.

Le défibrillateur LIFEPAK CR Plus offre la qualité et les performances qu'aime la grande majorité des professionnels de l'urgence du monde entier. Petit et léger, le défibrillateur LIFEPAK CR Plus utilise la technologie biphasique ADAPTIV™ qui sous-tend les normes d'excellence que l'on trouve dans tous les produits LIFEPAK et poursuit l'héritage du fonctionnement en 3 mouvements des produits LIFEPAK. Avec la version entièrement automatique du défibrillateur LIFEPAK CR Plus, seules les étapes 1 et 2 sont nécessaires.

**Le LIFEPAK CR Plus vous permet de déclencher le choc de défibrillation qui peut sauver une vie. Une fois que vous avez constaté que la personne ne respire pas et n'est pas consciente, il vous suffit de :**

**1** Appuyez sur le bouton pour ouvrir le couvercle et allumez le défibrillateur.



**2** Tirez sur la poignée pour sortir les électrodes et fixez-les sur la poitrine de la personne comme indiqué.



**3** Appuyez sur le bouton clignotant lorsqu'il vous est dit de le faire. Si vous avez un défibrillateur LIFEPAK CR Plus entièrement automatique, laissez l'appareil délivrer le choc automatiquement.





Votre partenaire pour le sauvetage d'une vie.

## LE SECOURISME FACILE



# LE DEFIBRILLATEUR LIFEPAK CR PLUS




## FACILE À UTILISER

Du fait que l'arrêt cardiaque brutal peut se produire n'importe quand et n'importe où, c'est souvent un profane qui se trouve en premier sur les lieux. Le défibrillateur LIFEPAK CR Plus est conçu pour qu'une personne ayant reçu une formation minimale avec une expérience limitée ou sans aucune expérience puisse l'utiliser. Vous pouvez effectuer les gestes qui sauvent en deux ou trois mouvements. Le défibrillateur LIFEPAK CR Plus vous dit exactement ce qu'il faut faire. Les électrodes QUIK-PAK™ sont préconnectées et faciles à ouvrir et à appliquer, avec des illustrations pour vous montrer comment les appliquer rapidement et correctement.



## DISPONIBLE EN VERSION SEMI-AUTOMATIQUE OU EN VERSION ENTIEREMENT AUTOMATIQUE : A VOUS DE CHOISIR

Avec le défibrillateur LIFEPAK CR Plus semi-automatique, vous évaluez l'état de la personne en arrêt cardiaque brutal, puis ouvrez l'appareil et appliquez les électrodes. L'appareil analyse le rythme cardiaque et vous dit d'appuyer sur un bouton si le cœur a besoin d'un choc. Avec le défibrillateur LIFEPAK CR Plus entièrement automatique seuls les deux premiers mouvements sont nécessaires et l'appareil fait le reste.



## LA TECHNOLOGIE BIPHASIQUE ADAPTIV

Notre technologie biphasique ADAPTIV ajuste la thérapie automatiquement pour qu'elle réponde aux besoins de la personne. L'appareil peut fournir des chocs supplémentaires, des chocs haute énergie, jusqu'à 360 joules, si le cœur ne répond pas au premier choc. Ceci peut améliorer les chances de réussite de la défibrillation, dans le but de sauver plus de vies.



## SOLUTION COMPLÈTE

Choisissez à partir d'une gamme de produits et de services complémentaires : conseils médicaux, enregistrement et déclaration auprès des autorités de l'Etat, options de prix et options financières (leasing etc.), contrôle des lieux, formation et révision des connaissances, support de la clientèle, entretien et suivi des détails du programme. (Certains composants ne sont pas disponibles dans tous les pays.)



## OPTIONS POUR DES BESOINS DIVERS

Le défibrillateur LIFEPAK CR Plus a été spécialement créé pour le sauveteur occasionnel ayant reçu une formation minimale. Si un défibrillateur est nécessaire pour une utilisation plus fréquente et robuste, envisagez l'utilisation du DSA LIFEPAK 1000. C'est le choix de l'expérience et de l'authenticité de la part des professionnels, la grande majorité des équipes d'urgence du monde entier.



# LE SECOURISME FACILE



Grâce au LIFEPAK CR Plus, vous rejoindrez la grande majorité des professionnels de l'urgence qui préfèrent les produits LIFEPAK.

Il est compatible avec le matériel utilisé par de nombreuses équipes de secours et d'hôpitaux et participe ainsi à prodiguer de meilleurs soins aux patients avec une plus grande rapidité. Pour permettre un retour à une vie active et gratifiante pour plus de monde.

Les collectivités pour la sécurité cardiaque veulent s'assurer de la disponibilité d'un système de défibrillation, de sorte qu'il puisse être utilisé à temps lorsqu'un cœur s'arrête de battre.

## NOUS CONNAISSONS LA DEFIBRILLATION A FOND

Il y a près de 50 ans, Physio-Control était le pionnier de la technologie de défibrillation qui donne de l'espoir à des centaines de milliers de personnes qui connaissent un arrêt cardiaque brutal chaque année. C'est chaque jour que les hôpitaux, les services d'aide médicale d'urgence, les centres d'appel spécialisés et autres groupes spécialisés comptent sur nos produits LIFEPAK aux cours d'urgences cardiaques extrêmes et dans les situations les plus critiques.

Physio-Control a associé ses forces à celles de Medtronic Inc. en 1998. Medtronic, le leader mondial des technologies médicales apporte des solutions de très longue durée à des situations chroniques telles que les pathologies cardiaques, les troubles neurologiques et les pathologies vasculaires. Un produit phare, le défibrillateur implantable, aide à protéger le patient contre des réactions cardiaques et à lui permettre de retrouver une vie active et gratifiante.

Nombre de nos clients veulent une solution complète et pas seulement un appareil, c'est pourquoi nous proposons une gamme complète de services et de produits complémentaires qui sous-tendent un engagement continu de qualité, d'innovation, de fiabilité et de service. Car nous partageons une passion avec nos clients—sauver plus de vies.

Depuis plus de 50 ans, Physio-Control, fabricant des défibrillateurs LIFEPAK, développe des technologies et conçoit des appareils de grande qualité pour les professionnels de l'urgence, les personnels soignants et les citoyens du monde entier.

Pour de plus amples informations, contacter Physio-Control ou visiter le site [www.physio-control.com](http://www.physio-control.com)



**HEADQUARTERS / MANUFACTURING**

**Physio-Control, Inc.**  
11811 Willows Road NE  
P. O. Box 97006  
Redmond, WA 98073-9706 USA  
Tél. 425 867 4000  
Fax. 425 867 4121  
[www.physio-control.com](http://www.physio-control.com)

**EUROPEAN AND CANADIAN SALES**

**Europe**  
Medtronic International  
Trading Sàrl  
Case postale 84  
Route du Molliau 31  
CH-1131 Tolochenaz  
[www.medtronic.com](http://www.medtronic.com)  
Tél. +41 (0)21 802 70 00  
Fax. +41 (0)21 802 79 00

**France**  
Medtronic France S.A.S.  
122, avenue du Général Leclerc  
FR-92514 Boulogne-  
Billancourt Cedex  
[www.medtronic.fr](http://www.medtronic.fr)  
Tél. +33 (0)1 55 38 17 00  
Fax. +33 (0)1 55 38 18 00

**Belgique**  
Medtronic Belgium S.A.  
Avenue du Bourgmestre  
Etienne Demunter 5  
BE-1090 Bruxelles  
[www.medtronic.be](http://www.medtronic.be)  
Tél. +32 (0)2 456 09 00  
Fax. +32 (0)2 460 26 67

**Suisse**  
Medtronic (Schweiz) AG  
Talstrasse 9  
Postfach 449  
CH-3053 Münchenbuchsee  
[www.medtronic.ch](http://www.medtronic.ch)  
Tél. +41 (0)31 868 01 00  
Fax. +41 (0)31 868 01 99

**Canada**  
Medtronic du Canada  
6733 Kitimat Road  
Mississauga, ON  
L5N 1W3  
Tél. 888 879 0977  
Fax. 416 430 6115